



SÉCURITÉ
AU TRAVAIL

Comment placer les bouteilles

et pourquoi il est important de toujours les placer la tête en bas



Pictogrammes expliquant comment
utiliser correctement le produit




Que la bouteille soit insérée dans une station, une
boîte ou posée librement, il est important qu'elle
soit placée avec le fond vers le haut.
Cela est signalé par ce symbole sur la bouteille.

Si vous utilisez le contenu d'une bouteille et conservez une bouteille contenant du liquide résiduel, le contenu ne sera plus stérile. Si la bouteille activée est insérée correctement, elle peut fuir légèrement, ce qui vous indiquera que la bouteille était déjà ouverte. Ce système permet de ne pas utiliser un liquide qui ne serait plus stérile et qui aurait dû être éliminé.

Veillez à toujours prêter attention aux pictogrammes et aux symboles présents sur la bouteille pour garantir une utilisation correcte et sécurisée.

Pour en savoir plus sur les
symboles, scannez
le code QR.



La
signification
des
symboles

Comment placer les bouteilles lorsque vous n'utilisez **pas** de boîte ou de station

Support mural – pour bouteilles de 200 ml et 500 ml – ne convient pas aux bouteilles DUO



Support mural vert

Conditionnement : 1 pièce

Article n° : 956430

Support mural pour Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride 200 ml et 500 ml (art. n° 4691, 4604)



Support mural bleu

Conditionnement : 1 pièce

Article n° : 956431

Support mural pour Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate 200 ml (art. n° 4752)

Crochet mural – pour toutes les bouteilles de 500 ml et 1000 ml



Crochet mural vert

Conditionnement : 1 pièce

Article n° : 956466

Crochet mural pour Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride 500 ml et 1000 ml (art. n° 4604, 4707, 4861 et 4800)



Crochet mural bleu

Conditionnement : 1 pièce

Article n° : 956407

Crochet mural pour Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO 500 ml (art. n° 4801)

info@plum.eu
+45 6916 9600

plum
Safety