

plum QuickFix

FIX



Une assistance rapide pour vos accidents légers du quotidien

Installez le distributeur de pansements au mur et gagnez un temps précieux. Pansement appliqué en un tour de main et retour au travail !

ASSISTANCE RAPIDE ET HYGIÉNIQUE POUR LES BLESSURES LÉGÈRES

Ne perdez plus de temps avec les blessures légères. Le pansement est retiré du distributeur d'un seul geste, appliqué, et retour au travail ! Plum QuickFix résout le problème simplement, hygiéniquement et efficacement.

Dans les environnements de travail, un grand nombre d'accidents légers se produisent tous les jours, accidents pour lesquels un pansement suffit. Choisissez le bon pansement pour votre environnement de travail. Nous proposons des solutions appropriées aux situations de travail courantes comme aux environnements en conditions de forte humidité ou dans le secteur agroalimentaire.



PLUM QUICKFIX, UN DISTRIBUTEUR UNIQUE:

- Accès visible et immédiat aux pansements et ampoules de lave-œil
- Chaque pansement est prêt à l'usage une fois retiré du distributeur
- Application à une main
- Rechargement du distributeur facile
- État de remplissage facilement visible
- QArrête le saignement rapidement, sans tacher les autres pansements
- Petit format, le distributeur Plum QuickFix trouve facilement sa place dans votre environnement

Systeme flexible pour tous les types d'activite

Plum QuickFix offre une approche structurée aux premiers soins pour les blessures légères



PLUM QUICKFIX DISPENSER

Le distributeur vert classique contient deux recharges de pansements Plum QuickFix et/ ou Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride QuickRinse ampoules de lave-œil. Le capot vert protège le contenu du distributeur contre la poussière et les salissures du lieu de travail. Il est pourvu d'une étagère intérieure pour les petits objets et est verrouillable avec un cadenas et une clé.

Le distributeur peut être utilisé partout où se présente un risque de blessures et éraflures. Le distributeur est conçu pour une installation dans tous types de postes de travail fixes.

Dimensions : h : 135 x l : 230 x p : 32 mm



Plum QuickFix Uno, blanc



Plum QuickFix Uno, transparent



Plum QuickFix Solo®, transparent

PLUM QUICKFIX UNO ET PLUM QUICKFIX SOLO® DISPENSER

Le distributeur de pansements Plum QuickFix Uno et Plum QuickFix Solo® est conçu pour les lieux de travail qui ne sont pas exposés à la poussière et à la saleté. Il s'agit d'un distributeur compact et moderne au design unique qui allie élégamment sécurité et innovation.

Plum QuickFix Uno
Dimensions : h : 85 x l : 130 x p : 35 mm

Plum QuickFix Solo®
Dimensions : h : 80 x l : 130 x p : 27 mm



Comment utiliser le distributeur

1



Retirer le pansement

2



Enfilez-le d'une seule main

3



Et retour au travail

Choisissez votre distributeur de pansements Plum QuickFix

- pour répondre à vos besoins spécifiques

Dans les environnements de travail, un grand nombre d'accidents légers se produisent tous les jours, accidents pour lesquels un pansement suffit.



PLUM QUICKFIX WATER RESISTANT
Distributeur comprenant 90 pansements imperméables adaptés aux environnements en conditions de forte humidité.

Conditionnement : 10
Réf. : 5501
Réf. recharge : 5511



PLUM QUICKFIX BLOOD STOPPER
Distributeur comprenant 90 pansements Blood Stopper à propriétés hémostatiques.

Conditionnement : 10
Réf. : 5510
Réf. recharge : 5516



PLUM QUICKFIX&RINSE
Distributeur comprenant 45 pansements élastiques et 5 ampoules de 20 ml de solution stérile de chlorure de sodium à 0,9 %.

Conditionnement : 10
Réf. : 4631
Réf. recharge : 5512 & 5160



PLUM QUICKFIX BLACK
Distributeur contenant 90 pansements noirs fabriqués à partir d'un tissu polyester noir résistant.

Conditionnement : 10
Réf. : 5536
Réf. recharge : 5522



PLUM QUICKFIX ELASTIC
Distributeur comprenant 90 pansements élastiques s'adaptant aux mouvements de la peau.

Conditionnement : 10
Réf. : 5502
Réf. recharge : 5512



PLUM QUICKFIX ELASTIC & WATER RESISTANT
Distributeur comprenant 45 pansements élastiques et 45 pansements imperméables.

Conditionnement : 10
Réf. : 5507
Réf. recharge : 5512 & 5511



PLUM QUICKRINSE
Distributeur comprenant 10 ampoules de lave-œil contenant 20 ml de solution stérile de chlorure de sodium à 0,9 %.

Conditionnement : 10
Réf. : 4632
Réf. recharge : 5160



PLUM QUICKFIX BLACK LONG
Distributeur contenant 60 pansements longs noirs fabriqués à partir d'un tissu polyester noir résistant.

Conditionnement : 10
Réf. : 5538
Réf. recharge : 5523



PLUM QUICKFIX DETECTABLE
Distributeur comprenant 90 pansements bleus avec surface métallique intégrée détectable au détecteur de métaux.

Conditionnement : 10
Réf. : 5503
Réf. recharge : 5513



PLUM QUICKFIX ELASTIC LONG
Distributeur comprenant 60 pansements élastiques longs s'enroulant autour du doigt plusieurs fois.

Conditionnement : 10
Réf. : 5528
Réf. recharge : 5508



PLUM QUICKFIX XRAY
Distributeur contenant 90 pansements XRay résistants à l'eau et détectables aux rayons X.

Conditionnement : 10
Réf. : 5537
Réf. recharge : 5524



PLUM QUICKFIX XRAY LONG
Distributeur contenant 60 pansements longs résistants à l'eau et détectables aux rayons X.

Conditionnement : 10
Réf. : 5539
Réf. recharge : 5525



PLUM QUICKFIX ALOE VERA
Distributeur comprenant 90 pansements à l'aloë vera, pour apaiser et hydrater la peau.

Conditionnement : 10
Réf. : 5506
Réf. recharge : 5514



PLUM QUICKFIX DETECTABLE LONG
Distributeur comprenant 60 pansements bleus longs avec surface métallique intégrée détectable au détecteur de métaux.

Conditionnement : 10
Réf. : 5529
Réf. recharge : 5509



PLUM QUICKFIX DISTRIBUTEUR VIDE
Distributeur sans recharge. Doit être rempli avec une recharge Plum QuickFix ou Plum QuickRinse recharge de votre choix.

Conditionnement : 10
Réf. : 5500

Plum QuickFix Uno et Solo®

Remplissez le distributeur avec les pansements de votre choix. Toutes les recharges de pansements QuickFix peuvent être utilisées selon vos propres besoins.

Le distributeur peut également être utilisé avec une recharge Plum QuickRinse.



PLUM QUICKFIX UNO, TRANSPARENT
Plum QuickFix Uno, distributeur transparent sans recharges.

Réf. : 5533
Conditionnement : 10



DISTRIBUTEUR PLUM QUICKFIX UNO ELASTIC - TRANSPARENT
Distributeur transparent comprenant 45 pansements élastiques et confortables s'adaptant aux mouvements de la peau. Les pansements sont doux pour la peau et la laissent respirer.

Réf. : 5531
Conditionnement : 10



PLUM QUICKFIX UNO, WHITE
Plum QuickFix Uno, distributeur blanc sans recharges.

Réf. : 5534
Conditionnement : 10



DISTRIBUTEUR PLUM QUICKFIX UNO ELASTIC - BLANC
Distributeur blanc brillant comprenant 45 pansements élastiques s'adaptant aux mouvements de la peau. Les pansements sont doux pour la peau et la laissent respirer.

Réf. : 5532
Conditionnement : 10



PLUM QUICKFIX SOLO®, transparent - illustré avec un exemple de recharge de pansements



PLUM QUICKFIX SOLO® - TRANSPARENT
Plum QuickFix Solo®, distributeur transparent sans recharges.

Réf. : 5535
Conditionnement : 2

Comment remplir le distributeur Plum QuickFix

1



Retirez la partie inférieure du carton de recharge.

2



Enfoncez la recharge dans le distributeur jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ».

3



Les pansements sont maintenant prêts à l'emploi

Recharges de pansements Plum QuickFix



PLUM QUICKFIX ELASTIC
45 pansements textiles élastiques et confortables s'adaptant aux mouvements de la peau. Les pansements sont doux pour la peau et la laissent respirer.

RECHARGE
Boîte de présentation : 6 x 45
Conditionnement : 8 x 6 x 45
Réf. : 5512
Dimensions : L : 72 x l : 25 mm

DISTRIBUTEUR
Réf. : 5502



PLUM QUICKFIX DETECTABLE
45 pansements bleus facilement visibles avec surface métallique intégrée détectable au détecteur de métaux. Particulièrement adaptés à l'industrie agroalimentaire. Les pansements sont fabriqués en matière respirante.

RECHARGE
Boîte de présentation : 6 x 45
Conditionnement : 8 x 6 x 45
Réf. : 5513
Dimensions : L : 72 x l : 25 mm

DISTRIBUTEUR
Réf. : 5503



PLUM QUICKFIX ALOE VERA
L'aloë vera contenu dans la compresse a des propriétés apaisantes, hydratantes et calmantes bien connues. Cela crée des conditions optimales pour l'environnement de la plaie et favorise le processus naturel de guérison. Préviens la formation de croûtes. Le matériau du pansement est le textile et respirant.

RECHARGE
Boîte de présentation : 6 x 45
Conditionnement : 8 x 6 x 45
Réf. : 5514
Dimensions : L : 72 x l : 25 mm

DISTRIBUTEUR
Réf. : 5506



PLUM QUICKFIX WATER RESISTANT
45 pansements imperméables particulièrement adaptés aux environnements de travail en conditions de forte humidité. Les pansements sont fabriqués à partir d'un matériau PE protecteur et respirant.

RECHARGE
Boîte de présentation : 6 x 45
Conditionnement : 6 x 8 x 45
Réf. : 5511
Dimensions : L : 72 x l : 25 mm

DISTRIBUTEUR
Réf. : 5501



PLUM QUICKFIX BLOOD STOPPER
Pansement à propriétés hémostatiques. La présence de fibres d'alginate entre les fibres non tissées de la compresse crée un caillot artificiel (gel) à l'intérieur de la compresse qui stoppe les saignements en 1 à 2 minutes et maintient des conditions d'humidité idéales. Les pansements sont fabriqués en matière respirante.

RECHARGE
Boîte de présentation : 6 x 45
Conditionnement : 8 x 6 x 45
Réf. : 5516
Dimensions : L : 72 x l : 25 mm

DISTRIBUTEUR
Réf. : 5510



PLUM QUICKFIX BLACK
Ce paquet contient 45 pansements en tissu polyester noir. Les pansements sont conçus pour être résistants et respirants, ce qui les rend adaptés à divers lieux de travail.

REFILL
Display carton : 6 x 45
Packaging : 8 x 6 x 45
Article no : 5522
Dimensions : l : 72 x w : 25 mm

DISPENSER
Article no : 5536



PLUM QUICKFIX XRAY
45 pansements textiles bleus détectables aux rayons X, avec une incrustation d'aluminium contenant du sulfate de baryum. Les pansements sont résistants à l'eau et détectables par les détecteurs de métaux et les rayons X.

REFILL
Display carton : 6 x 45
Packaging : 8 x 6 x 45
Article no : 5524
Dimensions : l : 72 x w : 25 mm

DISPENSER
Article no : 5537

	Elastic (*1)	Detectable (*1)	Water Resistant (*1)	Aloe Vera (*2)	Blood Stopper (*3)	Black (*1)	XRay (*1)
Matériau	Tissu rose élastique dans le sens transversal (Coton et polyamide)	Tissu bleu élastique dans le sens transversal (coton et polyamide). Feuille d'aluminium détectable opposée au support	PE (polyéthylène) rose perforé	Tissu rose élastique dans le sens transversal (65 % coton et 35 % polyamide)	Tissu rose élastique dans le sens transversal (65 % coton et 35 % polyamide)	Tissu en polyester noir	Tissu en éthylène-acétate de vinyle et PE (polyéthylène) bleu avec insert en feuille d'aluminium contenant du sulfate de baryum
Compresse adhésive	Polymère acrylique hypo-allergénique	Polymère acrylique hypoallergénique	Polymère acrylique hypoallergénique	Polymère acrylique hypo-allergénique	Polymère acrylique hypoallergénique	Polymère thermofusible hypoallergénique	Polymère acrylique hypoallergénique
Compresse absorbante	Viscose et PP non tissé	Viscose et PP/PE non tissé	Viscose et PP non tissé	Viscose et PP non tissé avec 1,5 % d'aloë vera	Viscose et PP/PE non tissé avec couche hémostatique (particules d'alginate calcium-sodium) et couche antiadhérente (filet en polyester)	Viscose et polyester	Viscose et polyester
Fonction spéciale	- Élastique - Respirant	- Élastique - Détectable au détecteur de métaux - Respirant	- Résistant à l'eau - Respirant	- Calmer et hydrater - Respirant	- Effet hémostatique - Respirant	- Respirant	- Résistant à l'eau - Détectable au détecteur de métaux et aux rayons X

*1 : Selon TDS C1 version 2.0, 08-08-2025.

*2 : Selon TDS C2a Aloe Vera version 2.0, 08-08-2025.

*3 : Selon TDS C2a Blood Stopper version 2.0, 08-08-2025.

Recharges de pansements - Plum QuickFix long



PLUM QUICKFIX ELASTIC LONG
 Boîte de présentation : 6 x 30
 Conditionnement : 8 x 6 x 30
 Réf. : 5508
 Dimensions : L : 120 x l : 20 mm

DISTRIBUTEUR
 Réf. : 5528



PLUM QUICKFIX DETECTABLE LONG
 Boîte de présentation : 6 x 30
 Conditionnement : 8 x 6 x 30
 Réf. : 5509
 Dimensions : L : 120 x l : 20 mm

DISTRIBUTEUR
 Réf. : 5529

PLUM QUICKFIX LONG
 30 pansements textiles plus longs qui peuvent être enroulés plusieurs fois autour du doigt. Choisissez entre des pansements élastiques, des pansements bleus détectables, des pansements noirs ou des pansements radiotransparents.



PLUM QUICKFIX BLACK LONG
 Boîte de présentation : 6 x 30
 Conditionnement : 8 x 6 x 30
 Réf. : 5523
 Dimensions : L : 120 x l : 20 mm

DISTRIBUTEUR
 Réf. : 5538



PLUM XRAY LONG
 Boîte de présentation : 6 x 30
 Conditionnement : 8 x 6 x 30
 Réf. : 5525
 Dimensions : L : 120 x l : 20 mm

DISTRIBUTEUR
 Réf. : 5539

Plum QuickRinse

- pour les petits accidents

Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride QuickRinse est une irrigation oculaire stérile de premier secours.

Le produit peut être utilisé pour le lavage :

- La poussière
- Salissures
- Corps étrangers

Les ampoules Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride QuickRinse sont conçues spécialement pour évacuer les petites particules étrangères qui peuvent être retirées avec une petite quantité de liquide. Ces ampoules présentent un grand avantage : leur praticité. En effet, il suffit simplement d'ouvrir une dosette unique plutôt qu'une bouteille en grand format.




PLUM EYEWASH 0.9% SODIUM CHLORIDE QUICKRINSE - 5 X 20 ML
 5 ampoules de lave-œil contenant 20 ml de solution stérile de chlorure de sodium à 0,9 %. Pour une utilisation individuelle ou en tant que recharge pour distributeur QuickSafe®, Plum QuickFix&Rinse ou Plum QuickRinse.

Contenu : 5 x 20 ml
Conditionnement : 4 x 5 x 20 ml
Réf. : 5160

MODE D'EMPLOI

Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride QuickRinse est facile à utiliser. Suivez les étapes suivantes :



1 :
 Tourner l'ampoule de 360 degrés pour la libérer.



2 :
 Appliquer la solution de lavage oculaire dans l'oeil blessé.



3 :
 Jetez le récipient à la poubelle après utilisation.



Plum Safety ApS
Mandelalleen 1
DK-5610 Assens

T: +45 6916 9600
info@plum.eu

www.plum.eu



info@plum.eu
+45 6916 9600

www.plum-france.fr

plum
Safety