



SICHERHEIT
AM ARBEITSPLATZ

Plum iBox

– entwickelt für Ihre Sicherheit


Lieferung mit
Wandhalterung
und Montageset



Kann aus der Halterung
genommen und schnell
zu der verletzten Person
gebracht werden

Leichte und klare
Erkennung des
Ablaufdatums

Schnell zugängliche
Spüllösungen



Lieferung mit
Piktogramm-
tafel

Festes und haltbares
Material (EPP)




Geräumiges Design
ermöglicht schnellen
und einfachen Zugriff

Leicht zu öffnen - an der
Wand montiert oder auf
dem Boden stehend

Transportable Wandbox mit staubgeschützten Flaschen

Die Plum iBox vereint wichtige Eigenschaften in einem modernen Design und ist aus einem starken und haltbaren Material gefertigt. Das durchsichtige Fenster ermöglicht sofortiges Erkennen des Haltbarkeitsdatums. Nehmen Sie die Plum iBox von der Wand und bringen Sie die Flaschen schnell zu der verletzten Person.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN & VORTEILE

- Die Flaschen sind gut sichtbar
- Leichte und klare Erkennung des Ablaufdatums
- Staubgeschützte box - IP55
- Die Box kann aus der Halterung genommen und schnell zu der verletzten Person gebracht werden
- Einfacher Zugriff auf die Flaschen durch geräumiges Design
- Leicht zu öffnen - an der Wand montiert oder auf dem Boden stehend
- Festes und haltbares Material (EPP)
- Lieferung mit Wandhalterung, Piktogrammtable, und Wandmontageset

ERHÄLTlich KOMBINATIONEN

	Art.-Nr.	Leer	Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate		Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride		Plum Wound and Eyewash Spray 250 ml
			200 ml	500 ml DUO	500 ml	1000 ml DUO	
Plum iBox 1	4900	X					
Plum iBox 1	4901					1	
Plum iBox 1	4902				1		
Plum iBox 2	4920	X					
Plum iBox 2	4921		1		1		
Plum iBox 2	4922				2		
Plum iBox 2	4923			1		1	
Plum iBox 2	4924					2	
Plum iBox 3	4930	X					
Plum iBox 3	4931		1		1	1	1

Installieren Sie Ihre Plum iBox im Umkreis von maximal 20 Metern Entfernung von der chemischen Gefahrenquelle. Nehmen Sie die Plum iBox von der Wand und bringen Sie die Spülung schnell zu der verletzten Person. Jede Sekunde zählt!

KONTAKT

info@plum-deutschland.de
+49 4721 681801