

Plum iBox étanche à la poussière et portable



SAFETY AT WORK



Plum iBox concentre les principales caractéristiques dans un design moderne et est construite dans un matériau solide et durable. Son capot avec fenêtre transparente permet de contrôler les dates d'expiration en un coup d'œil. Détachez Plum iBox du mur et apportez rapidement la douche oculaire à la personne blessée.

CARACTERISTIQUES ET POINTS FORTS

- Flacons oculaires clairement visibles
- Aperçu rapide et efficace des dates d'expiration
- Coffret anti-poussière - IP55
- Décrochez le support mural et l'apporter rapidement à la personne blessée
- Son design élargi permet de saisir les flacons rapidement et facilement
- S'ouvre facilement - monté sur le mur ou posé sur le sol
- Matériau solide et durable (EPP)
- Livré avec support mural, plaque pictogramme, Mode d'emploi (pour BodyNeutrAll) et kit de montage mural

Une station vide personnalisée en fonction des risques sur votre lieu de travail

Équipez une Plum iBox vide avec les solutions de soin des plaies et de lavage oculaire qui correspondent le mieux aux dangers potentiels de votre environnement de travail.

Choisissez Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride lorsqu'il existe un risque de blessures causées par la poussière, les salissures ou d'autres corps étrangers. Choisissez Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate lorsqu'il existe un risque d'exposition à des acides ou à des alcalis.

Vous pouvez également choisir une boîte contenant une combinaison de solution de soin des plaies et de lavage oculaire ainsi que Plum BodyNeutrAll, un spray de décontamination destiné aux premiers secours après un contact avec des substances dangereuses telles que les agents oxydants, les acides, les bases, les aldéhydes, l'acide fluorhydrique et les fluorures. Ce produit est destiné à une utilisation sur le corps, la peau non lésée, les vêtements et les surfaces.

Plum iBox est conçue pour s'adapter à vos besoins.



PLUM IBOX 1

Boîte contenant Plum Wound and Eyewash
0.9% Sodium Chloride DUO 1000 ml.

Conditionnement : 1
Réf. : 4901
Réf. recharge 1000 ml : 4800
Dimensions :
Plan d'utilisation L : 29 x l : 22,8 cm
iBox 1 L : 42,5 x l : 18,6 H : 13,5 cm



PLUM IBOX 1

Boîte contenant Plum Wound and Eyewash
0.9% Sodium Chloride 500 ml.

Conditionnement : 1
Réf. : 4902
Réf. recharge 500 ml : 4604 / 4613
Dimensions :
Plan d'utilisation L : 29 x l : 22,8 cm
iBox 1 L : 42,5 x l : 18,6 H : 13,5 cm



PLUM IBOX 1 - VIDE

Convient pour un flacon de votre choix.

Conditionnement : 1
Réf. : 4900
Dimensions :
Plan d'utilisation L : 29 x l : 22,8 cm
iBox 1 L : 42,5 x l : 18,6 H : 13,5 cm



PLUM IBOX 2

Boîte contenant Plum Wound and Eyewash
pH Neutral 4.9% Phosphate 200 ml et Plum
Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride
500 ml.

Conditionnement : 1
Réf. : 4921
Réf. recharge 200 ml : 4752
Réf. recharge 500 ml : 4604 / 4613
Dimensions :
Plan d'utilisation L : 29 x l : 22,8 cm
iBox 2 L : 42,5 x l : 29 x H : 13,5 cm



PLUM IBOX 2

Boîte contenant 2 x 500 ml de Plum Wound
and Eyewash 0.9% Sodium Chloride.

Conditionnement : 1
Réf. : 4922
Réf. recharge 500 ml : 4604 / 4613
Dimensions : L : 29 x l : 22,8 cm
Plan d'utilisation L : 42,5 x l : 29 x H : 13,5 cm
iBox 2



PLUM IBOX 2

Boîte contenant Plum Wound and Eyewash pH
Neutral 4.9% Phosphate DUO 500 ml et Plum
Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride
DUO 1000 ml.

Conditionnement : 1
Réf. : 4923
Réf. recharge 500 ml : 4801
Réf. recharge 1000 ml : 4800
Dimensions :
Plan d'utilisation L : 29 x l : 22,8 cm
iBox 2 L : 42,5 x l : 29 x H : 13,5 cm



PLUM IBOX 2

Boîte contenant 2 x 1000 ml de Plum Wound
and Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO.


Conditionnement : 1
Réf. : 4924
Réf. recharge 1000 ml : 4800
Dimensions :
Plan d'utilisation L : 29 x l : 22,8 cm
iBox 2 L : 42,5 x l : 29 x H : 13,5 cm



PLUM IBOX 2 - VIDE

Boîte pouvant accueillir deux flacons de votre
choix.

Conditionnement : 1
Réf. : 4920
Dimensions :
Plan d'utilisation L : 29 x l : 22,8 cm
iBox 2 L : 42,5 x l : 29 x H : 13,5 cm



PLUM IBOX 3 - VIDE

Boîte pouvant accueillir trois flacons de lave-œil
et nettoyant plaies ainsi qu'un spray.

Conditionnement : 1
Réf. : 4930
Dimensions :
Plan d'utilisation L : 29 x l : 22,8 cm
iBox 3 L : 47,5 x l : 37,6 x H : 13,5 cm



PLUM IBOX 3

*oîte contenant Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate 200 ml, Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride 500 ml, Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO 1000 ml et Plum Wound and Eyewash Spray 250 ml.



PLUM IBOX 3IN1

Box with 500 ml Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO, 1000 ml Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO, and 600 ml Plum BodyNeutrAll.



PLUM IBOX 3IN1 - EMPTY

Box that fits two wound and eyewash bottles and a 600 ml BodyNeutrAll.

Conditionnement :	1
Réf. :	4931
Réf. recharge 500 ml :	4604 / 4613
Réf. recharge 200 ml :	4752
Réf. recharge 1000 ml :	4800
Réf. recharge 250 ml spray :	4554
Dimensions :	
Plan d'utilisation	L : 29 x l : 22,8 cm
iBox 3	L : 47,5 x l : 37,6 x H : 13,5 cm

Conditionnement :	1
Réf. :	4936
Réf. recharge 500 ml :	4801
Réf. recharge 1000 ml :	4800
Réf. recharge 600 ml, BodyNeutrAll :	4736
Dimensions :	
Plan d'utilisation	L : 29 x l : 22,8 cm
Mode d'emploi	L : 29,7 x l : 21 cm
iBox 3in1	L : 47,5 x l : 37,6 x H : 13,5 cm

Conditionnement :	1
Réf. :	4935
Dimensions :	
Plan d'utilisation	L : 29 x l : 22,8 cm
Mode d'emploi	L : 29,7 x l : 21 cm
iBox 3in1	L : 47,5 x l : 37,6 x H : 13,5 cm

Flacons de lave-œil et nettoyant plaies et spray



Obtenir plus d'informations
SCANNER ET REGARDER

BodyNeutrAll - décontamination



COMBINAISONS DISPONIBLES

		Vide	Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate		Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride		Plum Wound and Eyewash Spray	Plum BodyNeutrAll
	Réf.		200 ml	500 ml DUO	500 ml	1000 ml DUO	250 ml	600 ml
Plum iBox 1	4900	X						
Plum iBox 1	4901					1		
Plum iBox 1	4902				1			
Plum iBox 2	4920	X						
Plum iBox 2	4921		1		1			
Plum iBox 2	4922				2			
Plum iBox 2	4923			1		1		
Plum iBox 2	4924					2		
Plum iBox 3	4930	X						
Plum iBox 3	4931		1		1	1	1	
Plum iBox 3in1	4935	X						
Plum iBox 3in1	4936			1		1		1



SAFETY AT WORK

Plum iBox

– conçu pour votre sécurité


Livré avec
support mural
et kit de fixation



Aperçu rapide et efficace
des flacons et des dates
d'expiration

Décrochez le support
mural et l'apporter
rapidement à la
personne blessée

Livré avec
support mural
et kit de fixation



Livré avec un
plaque pictogramme


Matériau solide et
durable (EPP)



Son design élargi permet
de saisir les flacons rapi-
dement et facilement



S'ouvre facilement - monté sur
le mur ou posé sur le sol



info@plum.eu
+45 6916 9600

plum
Safety

www.plum.eu