

Transportable Wandbox mit staubgeschützten Flaschen



SAFETY AT WORK



Die Plum iBox vereint wichtige Eigenschaften in einem modernen Design und ist aus einem starken und haltbaren Material gefertigt. Das durchsichtige Fenster ermöglicht sofortiges Erkennen des Haltbarkeitsdatums. Nehmen Sie die Plum iBox von der Wand und bringen Sie die Flaschen schnell zu der verletzten Person.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN & VORTEILE

- Die Flaschen sind gut sichtbar
- Leichte und klare Erkennung des Ablaufdatums
- Staubgeschützte box - IP55
- Die Box kann aus der Halterung genommen und schnell zu der verletzten Person gebracht werden
- Einfacher Zugriff auf die Flaschen durch geräumiges Design
- Leicht zu öffnen - an der Wand montiert oder auf dem Boden stehend
- Festes und haltbares Material (EPP)
- Lieferung mit Wandhalterung, Piktogrammtafel, Gebrauchsanweisung (für BodyNeutrAll) und Wandmontageset

Leere Station – angepasst an die Risiken Ihres Arbeitsplatzes

Bestücken Sie eine leere Plum iBox mit den Wund- und Augenspüllösungen, die den potenziellen Gefahren in Ihrer Arbeitsumgebung am besten entsprechen.

Wählen Sie Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride, wenn das Risiko von Verletzungen durch Staub, Schmutz oder andere Fremdkörper besteht. Wählen Sie Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate, wenn das Risiko eines Kontakts mit Säuren oder Alkalien besteht.

Sie können auch eine Box mit einer Kombination aus Wund- und Augenspüllösung sowie Plum BodyNeutrAll wählen. Dabei handelt es sich um ein Dekontaminationsspray für die Erste Hilfe nach Kontakt mit gefährlichen Substanzen wie Oxidationsmitteln, Säuren, Alkalien, Aldehyden, Flusssäure und Fluoriden. Es ist für die Anwendung am Körper, auf unverletzter Haut, Kleidung und Oberflächen vorgesehen.

Plum iBox ist darauf ausgelegt, Ihren Anforderungen gerecht zu werden.



PLUM IBOX 1

Box mit 1000 ml Plum Wound and Eyewash
0.9% Sodium Chloride DUO.

Verpackung: 1
Art.-Nr.: 4901
PZN: 17850406
Refill 1000 ml Art.-Nr.: 4800
PZN: 06134546
Maße:
Piktogrammtafel H: 29 x B: 22,8 cm
iBox 1 H: 42,5 x B: 18,6 T: 13,5 cm



PLUM IBOX 1

Box mit 500 ml Plum Wound and Eyewash
0.9% Sodium Chloride.

Verpackung: 1
Art.-Nr.: 4902
PZN: 17850412
Refill 500 ml Art.-Nr.: 4604 / 4613
PZN: 4397402 / 10079706
Maße:
Piktogrammtafel H: 29 x B: 22,8 cm
iBox 1 H: 42,5 x B: 18,6 T: 13,5 cm



PLUM IBOX 1 - EMPTY

Passend für eine Flasche Ihrer Wahl.

Verpackung: 1
Art.-Nr.: 4900
PZN: 17756127
Maße:
Piktogrammtafel H: 29 x B: 22,8 cm
iBox 1 H: 42,5 x B: 18,6 T: 13,5 cm



PLUM IBOX 2

Box mit 200 ml Plum Wound and Eyewash
pH Neutral 4.9% Phosphate und 500 ml Plum
Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride.

Verpackung: 1
Art.-Nr.: 4921
PZN: 17756156
Refill 200 ml Art.-Nr.: 4752
PZN: 04397394
Refill 500 ml Art.-Nr.: 4604 / 4613
PZN: 4397402 / 10079706
Maße:
Piktogrammtafel H: 29 x B: 22,8 cm
iBox 2 H: 42,5 x B: 29 T: 13,5 cm



PLUM IBOX 2

Box mit 2 x 500 ml Plum Wound and Eyewash
0.9% Sodium Chloride.

Verpackung: 1
Art.-Nr.: 4922
PZN: 17756162
Refill 500 ml Art.-Nr.: 4604 / 4613
PZN: 4397402 / 10079706
Maße:
Piktogrammtafel H: 29 x B: 22,8 cm
iBox 2 H: 42,5 x B: 29 T: 13,5 cm



PLUM IBOX 2

Box mit 500 ml Plum Wound and Eyewash
pH Neutral 4.9% Phosphate DUO und 1000
ml Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium
Chloride DUO.

Verpackung: 1
Art.-Nr.: 4923
PZN: 17756179
Refill 500 ml Art.-Nr.: 4801
PZN: 06134552
Refill 1000 ml Art.-Nr.: 4800
PZN: 06134546
Maße:
Piktogrammtafel H: 29 x B: 22,8 cm
iBox 2 H: 42,5 x B: 29 T: 13,5 cm



PLUM IBOX 2

Box mit 2 x 1000 ml Plum Wound and
Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO.


Verpackung: 1
Art.-Nr.: 4924
PZN: 17756185
Refill 1000 ml Art.-Nr.: 4800
PZN: 06134546
Maße:
Piktogrammtafel H: 29 x B: 22,8 cm
iBox 2 H: 42,5 x B: 29 T: 13,5 cm



PLUM IBOX 2 - LEER

Box für zwei Flaschen Ihrer Wahl.

Verpackung: 1
Art.-Nr.: 4920
PZN: 17756133
Maße:
Piktogrammtafel H: 29 x B: 22,8 cm
iBox 2 H: 42,5 x B: 29 T: 13,5 cm



PLUM IBOX 3 - LEER

Box für drei Wund- und Augenspülflaschen
sowie eine Sprühflasche.

Verpackung: 1
Art.-Nr.: 4930
PZN: 17822456
Maße:
Piktogrammtafel H: 29 x B: 22,8 cm
iBox 3 H: 47,5 x B: 37,6 T: 13,5 cm



PLUM IBOX 3

Box mit 200 ml Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate, 500 ml Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride, 1000 ml Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO, und 250 ml Plum Wound and Eyewash Spray.


Verpackung: 1
 Art.-Nr.: 4931
 PZN: 17850429
 Refill 500 ml Art.-Nr.: 4604 / 4613
 PZN: 4397402 / 10079706
 Refill 200 ml Art.-Nr. / PZN: 4752 / 04397394
 Refill 1000 ml Art.-Nr. / PZN: 4800 / 06134546
 Refill 250 ml Art.-Nr. / PZN: 4554 / 13580861
 Maße:
 Piktogrammtafel H: 29 x B: 22,8 cm
 iBox 3 H: 47,5 x B: 37,6 T: 13,5 cm



PLUM IBOX 3IN1

Box mit 500 ml Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO, 1000 ml Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO, und 600 ml Plum BodyNeutrAll.

Verpackung: 1
 Art.-Nr.: 4936
 Refill 500 ml, Art.-Nr.: 4801
 PZN: 06134552
 Refill 1000 ml, Art.-Nr.: 4800
 PZN: 06134546
 Refill 600 ml, BodyNeutrAll, Art.-Nr.: 4736
 PZN: 18905664
 Maße:
 Gebrauchsanweisung H: 29,7 X B: 21 cm
 Piktogrammtafel H: 29 x B: 22,8 cm
 iBox 3in1 H: 47,5 x B: 37,6 x T: 13,5 cm



PLUM IBOX 3IN1 - LEER

Box für zwei Wund- und Augenspülflaschen sowie eine 600-ml-Flasche Plum BodyNeutrAll.

Verpackung: 1
 Art.-Nr.: 4935
 Maße:
 Piktogrammtafel H: 29 x B: 22,8 cm
 Gebrauchsanweisung H: 29,7 X B: 21 cm
 iBox 3in1 H: 47,5 x B: 37,6 x T: 13,5 cm

Wund- und Augenspülflaschen sowie Sprühflasche



Plum.eu/Marken/Wunde-und-Augenspulung

Mehr erfahren
SCANNEN & ANSEHEN

BodyNeutrAll - Dekontamination



Plum.eu/Marken/bodyneutrall

ERHÄLTICH KOMBINATIONEN

	Art.-Nr.	Leer	Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate		Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride		Plum Wound and Eyewash Spray	Plum BodyNeutrAll
			200 ml	500 ml DUO	500 ml	1000 ml DUO	250 ml	600 ml
Plum iBox 1	4900	X						
Plum iBox 1	4901					1		
Plum iBox 1	4902				1			
Plum iBox 2	4920	X						
Plum iBox 2	4921		1		1			
Plum iBox 2	4922				2			
Plum iBox 2	4923			1		1		
Plum iBox 2	4924					2		
Plum iBox 3	4930	X						
Plum iBox 3	4931		1		1	1	1	
Plum iBox 3in1	4935	X						
Plum iBox 3in1	4936			1		1		1

Plum iBox

– entwickelt für Ihre Sicherheit



SICHERHEIT
AM ARBEITSPLATZ


Lieferung mit
Wandhalterung
und Montageset



Leichte und klare
Erkennung des
Ablaufdatums

Kann aus der Halterung
genommen und schnell
zu der verletzten Person
gebracht werden

Schnell zugängliche
Spüllösungen



Lieferung mit
Piktogrammtafel

Festes und halt-
bares Material (EPP)



Geräumiges Design
ermöglicht schnellen
und einfachen Zugriff



Leicht zu öffnen - an der
Wand montiert oder auf
dem Boden stehend



KONTAKT

info@plum-deutschland.de
+49 4721 681801

www.plum.eu

plum
Safety