

# Technisches Datenblatt

## Pull1Aid® Protect Kit

### 1. Bezeichnung des Produkts und des Unternehmens

#### 1.1. Produktidentifikator und bestimmungsgemäße Anwendung

<b>Handelsname:</b>	Pull1Aid® Protect Kit
<b>Bestimmungsgemäße Anwendung:</b>	Plum Pull1Aid® Protect Kit, um den Kontakt zwischen dem Ersthelfer und der verletzten Person zu begrenzen.
<b>Ablaufdatum:</b>	Auf der versiegelten Verpackung aufgedruckt falls notwendig

#### 1.2. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Datenblatt bereitstellt




<b>Hersteller:</b>	
<b>Firma:</b>	Plum Safety ApS
<b>Adresse:</b>	Mandelalleen 1
<b>PLZ:</b>	5610
<b>Ort:</b>	Assens
<b>Land:</b>	DÄNEMARK
<b>E-mail:</b>	<a href="mailto:info@plum.eu">info@plum.eu</a>
<b>Telefon:</b>	+45 6916 9600
<b>Fax:</b>	+45 6916 9630

#### 1.3 Rechtliche Informationen

<b>Allgemeine Information:</b>	<b>REF 97106K, Gesichtsschild:</b> Sind Medizinprodukte der Klasse 1 gemäß der Ratsrichtlinie 93/42/EEC vom 14. Juni 1993 bezüglich Medizinprodukte. <i>Für Medizinprodukte ist kein Sicherheitsdatenblatt erforderlich.</i>  Hersteller ist FIRSTAR HEALTHCARE Co. Ltd. (Guangzhou), Rm 901, Building No. 2, Headquarters Center, Tian'an High-tech Ecological Park, Panyu, 511400, Guangzhou, P.R. China Distributor: AKLA AB, Parkgatan 15, 696 33 Askersund, Schweden Handelskontakt: Plum Safety ApS, Mandelalleen 1, 5610 Assens, Dänemark
	<b>REF 94416ST, Desinfektionstuch:</b> Verweis auf Sicherheitsdatenblätter
	<b>REF 2080809001, Schutzhandschuhe:</b> Nicht klassifiziert


### 2. Allgemeine Produktinformationen

#### Physikalische Eigenschaften und Zusammensetzung:

Pull1Aid®Protect Kit. Artikel Nr. 5155	REF. 97106K, Gesichtsschild mit Beatmungsventil für Mund-zu-Mund-Beatmung	REF. 94416ST, Desinfektionstuch	REF. 2080809001, Schutzhandschuhe (1 Paar)
Material	Ventil= PP, Gesichtsschild=PE	Vliesstoff, Zellulose, Viskose, Co-Polyester/Polyefine getränkt mit 70%iger Alkohollösung (Alkohol, Aqua, Glycerin)	Puderfreie Vinylhandschuhe, unsteril, transparent, geschmeidig
Primärverpackung			

# Technisches Datenblatt

## Pull1Aid® Protect Kit

Sekundärverpackung			
Abmessungen	-	17 x 22 cm	Größe 8-9 (Ø105xL230mm), Dicke 0,05 mm.
Besonderheiten	Zur Mund-zu-Mund-Beatmung	Zur Desinfektion bei Erster Hilfe	Zum Schutz der Hände bei Erster Hilfe.

### 3. Nebenwirkungen und Fehlfunktionen

#### Nebenwirkungen und Fehlfunktionen:

Die Produkte sind für den Hautkontakt und den Erste-Hilfe-Einsatz bei Verbrennungen bestimmt. Wenn Nebenwirkungen oder Fehlfunktionen auftreten, melden Sie diese bitte an Plum Safety ApS, [info@plum.eu](mailto:info@plum.eu) oder telefonisch unter +45 6916 9600, damit die erforderlichen Abhilfemaßnahmen eingeleitet werden können.

Meldung von Unfällen und Zwischenfällen. Wachsamkeit. Schwerwiegende Vorfälle mit Produkten, die auf dem EU-Markt bereitgestellt werden, müssen unverzüglich der zuständigen nationalen Behörde gemeldet werden. Alle schwerwiegenden Vorfälle müssen spätestens 15 Tage nach Entdeckung gemeldet werden, bei schwerwiegender Gefährdung der öffentlichen Gesundheit innerhalb von 2 Tagen. Im Todesfall oder bei einer unerwarteten und schwerwiegenden Verschlechterung des Gesundheitszustandes einer Person muss die Meldung innerhalb von 10 Tagen erfolgen.

### 4. Aufbewahrung

#### Haltbarkeit:

5 Jahre ab Produktionsdatum

### 5. Sonstige Informationen

Nicht wiederverwenden



#### Versionsverlauf und Änderungen

Version	Überarbeitungsdatum	Verantwortlich	Änderungen
1.1	08-07-2025	MAW	1.3 + 2
1.0	16-08-2022	CL	

#### Sonstige

Zusätzliche Informationen erhalten Sie unter [info@plum.eu](mailto:info@plum.eu) oder telefonisch unter +45 6916 9600.

#### Informationen:

#### Produktdatenblatt

##### erstellt von:

**Firma:** Plum Safety ApS  
**Adresse:** Mandelalleen 1  
**PLZ:** 5610  
**Ort:** Assens  
**Land:** DÄNEMARK  
**E-mail:** [info@plum.eu](mailto:info@plum.eu)  
**Telefon:** +45 6916 9600  
**Fax:** +45 6916 9630

**Dokumentsprache:** Deutsch