

Technisches Datenblatt

Plum Pull1Aid® Protect Kit

1. Bezeichnung des Produkts und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator und bestimmungsgemäße Anwendung

Handelsname:	Plum Pull1Aid® Protect Kit
Bestimmungsgemäße Anwendung:	Plum Pull1Aid® Protect Kit zur Verringerung des Kontakts zwischen Ersthelfer und verletzter Person.
Ablaufdatum:	Aufgedruckt auf der versiegelten Verpackung.

1.2 Einzelheiten zum Lieferanten, der da Datenblatt bereitstellt

Hersteller	
Firma:	Plum Safety ApS
Adresse:	Mandelalleen 1
PLZ:	5610
Ort:	Assens
Land:	Dänemark
E-mail:	info@plum.eu
Telefon:	+45 6916 9600
Fax:	+45 6916 9630

1.3 Rechtliche Informationen

Allgemeine Informationen:	REF 97106K, Beatmungsmaske mit Beatmungsventil für Mund-zu-Mund-Beatmung: Medizinprodukt der Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte. Es ist kein Sicherheitsdatenblatt für Medizinprodukte erforderlich. Rechtlicher Hersteller ist die FIRSTAR HEALTHCARE Co. Ltd. (Guangzhou), Rm 901, Building No. 2, Headquarters Center, Tian'an High-tech Ecological Park, Panyu, 511400, Guangzhou, Volksrepublik China. Händler: AKLA AB, Parkgatan 15, 696 33 Askersund, Schweden Handelskontakt: Plum Safety ApS, Mandelalléen 1, 5610 Assens, Dänemark
	REF 94416ST, Desinfektionstuch: Verweis auf SDB
	REF 2080809001, Schutzhandschuhe: Medizinprodukt der Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte.







2. Allgemeine Produktinformationen

Material Anforderungen:	Die Materialien in diesen Produkten wurden gemäß den Anforderungen von <i>ISO 10993-1:2020 als biokompatibel beurteilt. Biologische Bewertung von Medizinprodukten -- Teil 1: Bewertung und Prüfung im Rahmen eines Risikomanagementprozesses.</i>
--------------------------------	--

Technisches Datenblatt

Plum Pull1Aid® Protect Kit

Physikalische Eigenschaften und Zusammensetzung:

Pull1Aid® Protect Kit Art. Nr. 5155	REF 97106K, Beatmungsmaske	REF 94416ST, Desinfektionstuch	REF 2080809001, Schutzhandschuhe (1 Paar)
Material	Ventil = PP, Maske = PE	Vliesstoff, Zellulose, Viskose, Copolyester/Polyolefin Getränkt mit einer 70%igen Alkohollösung (Alkohol, Wasser, Glycerin)	Puderfreie Vinylhandschuhe, unsteril, transparent, glatt
Primärverpackung			
Sekundärverpackung			
Abmessungen	-	17x22 cm	Größe 8-9 (Ø105xL230 mm), Dicke 0,05 mm.
Besondere Merkmale	Zur Mund-zu-Mund-Beatmung	Zur Desinfektion bei Erster Hilfe	Zum Handschutz bei Erster Hilfe

3. Nebenwirkungen und Fehlfunktionen

Nebenwirkungen und Fehlfunktionen:

Die Produkte sind für den Hautkontakt und zur Ersten Hilfe bei Wunden bestimmt. Falls Nebenwirkungen oder Fehlfunktionen auftreten, melden Sie diese bitte Plum Safety ApS, info@plum.eu oder Telefon +45 6916 9600, damit die erforderlichen Abhilfemaßnahmen eingeleitet werden können.

Meldung von Unfällen und Vorkommnissen. Vigilanz. Schwerwiegende Vorkommnisse im Zusammenhang mit Produkten, die auf dem EU-Markt in Verkehr gebracht wurden, sind unverzüglich der zuständigen nationalen Behörde zu melden. Alle schwerwiegenden Vorkommnisse sind spätestens 15 Tage nach ihrer Entdeckung zu melden; im Falle einer ernsthaften Gefahr für die öffentliche Gesundheit innerhalb von zwei Tagen. Im Falle des Todes oder einer unerwarteten und ernsthaften Verschlechterung des Gesundheitszustands einer Person muss die Meldung innerhalb von zehn Tagen erfolgen.

4. Aufbewahrung

Haltbarkeit:

5 Jahre ab Herstellungsdatum

5. Sonstige Informationen

Nicht wiederverwenden



Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist



Technisches Datenblatt

Plum Pull1Aid® Protect Kit

Versionsverlauf und Änderungen

Version	Überarbeitungsdatum (dd-mm-yyyy)	Verantwortlich	Änderungen
1.2	14-04-2026	MAW	1.3 + 5
1.1	08-07-2025	MAW	1.3 + 2
1.0	20-06-2022	CL	

Sonstige Informationen: Zusätzliche Informationen erhalten Sie unter info@plum.eu oder telefonisch unter +45 6916 9600.

Produktdatenblatt erstellt von:

Firma: Plum Safety ApS
Adresse: Mandelalleen 1
PLZ: 5610
Ort: Assens
Land: Dänemark
E-mail: info@plum.eu
Telefon: +45 6916 9600
Fax: +45 6916 9630

Dokumentsprache: Deutsch