

Technisches Datenblatt

Plum QuickSoft Cohesive Bandage

(blau, beige, schwarz)

1. Identifizierung des Produkts und des Unternehmens

1.1 Produktkennung und bestimmungsgemäße Verwendung

Handelsname: Plum QuickSoft Cohesive Bandage.

Bestimmungsgemäße Verwendung: Zum Schutz von Fingern und Gelenken vorgesehen.

Ablaufdatum: Auf der Papierrolle aufgedruckt.

1.2 Angaben zum Ersteller des Datenblattes

Hersteller

Unternehmen: Plum Safety ApS

Anschrift: Mandelalléen 1

Postleitzahl: 5610

Ort: Assens

Land: Dänemark

E-Mail: info@plum.eu

Telefon: +45 6916 9600

Fax: +45 6916 9630

1.3 Rechtliche Angaben

Allgemeine Angaben: Da es sich bei den Produkten um Medizinprodukte der Klasse I gemäß der *Verordnung (EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2017 über Medizinprodukte* handelt, ist keine benannte Stelle beteiligt und es ist kein Sicherheitsdatenblatt für die Medizinprodukte erforderlich.

2. Allgemeine Angaben zum Produkt

Physikalische Eigenschaften und Zusammensetzung:

	Blau	Beige	Schwarz
Material	60 % Polyester-Polyurethan-Schaumstoff 40 % Synthetiklatex	60 % Polyester-Polyurethan-Schaumstoff 40 % Synthetiklatex	60 % Polyester-Polyurethan-Schaumstoff 40 % Synthetiklatex
Gesundheitliche Wirkungen	Kann Hautreizungen hervorrufen	Kann Hautreizungen hervorrufen	Kann Hautreizungen hervorrufen
Physikalische und chemische Eigenschaften	Flammpunkt 470 °C	Flammpunkt 470 °C	Flammpunkt 470 °C
Primärverpackung (Beutel)	Mit 2 Lagen Papier verpackt	Mit 2 Lagen Papier verpackt	Mit 2 Lagen Papier verpackt
Maße	5,5 cm x 5 m	5,5 cm x 5 m	5,5 cm x 5 m
Besondere Merkmale	Latexfrei Leicht reißbar Kohäsiv/selbstklebend	Latexfrei Leicht reißbar Kohäsiv/selbstklebend	Latexfrei Leicht reißbar Kohäsiv/selbstklebend

Technisches Datenblatt

Plum QuickSoft Cohesive Bandage

(blau, beige, schwarz)

3. Nebenwirkungen und Fehlfunktionen

Nebenwirkungen und Fehlfunktionen: Da das Produkt nicht steril ist, sollte es bei großen Wunden und Hauterkrankungen nicht ohne einen geeigneten sterilen Verband verwendet werden. Dieses Produkt besitzt eine gewisse Elastizität; deshalb erfordert es beim Anlegen oder Fixieren einen angemessenen Druck und mehrere Schichten. Es darf nicht zu fest und nicht zu locker sitzen. Ein zu festes Anlegen verursacht Unbehagen oder nachteilige Reaktionen beim Benutzer, wie z. B. lokale Ischämie. Wird die Bandage zu locker angelegt, hält sie die Auflage nicht an Ort und Stelle oder hüllt sie nicht wirksam ein.

Das Produkt ist zum Schutz von Fingern und Gelenken vorgesehen. Falls Nebenwirkungen oder Fehlfunktionen +45 6916 9600, damit die erforderlichen Abhilfemaßnahmen eingeleitet werden können.

Ernste unerwünschte Wirkungen sollten immer der zuständigen Behörde gemeldet werden.

4. Lagerung

Lagerung:



Trocken aufbewahren



Vor Sonnenlicht schützen



Lagertemperatur

Haltbarkeitsdauer:

3 Jahre ab Herstellungsdatum

5. Weitere Informationen

Versionshistorie und Änderungsangaben

Version	Überarbeitungsdatum	Verantwortlich	Änderungen
1.2	13-07-2026	MAW	3, 5
1.1	18-12-2024	MAW	1.1 + header
1.0	14-02-2024	LBH	

Weitere Informationen

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an info@plum.eu oder Telefon +45 6916 9600.

TDB ausgearbeitet von:

Unternehmen: Plum Safety ApS
Anschrift: Mandelalléen 1
Postleitzahl: 5610
Ort: Assens
Land: Dänemark
E-Mail: info@plum.eu
Telefon: +45 6916 9600
Fax: +45 6916 9630

Dokumentsprache Deutsch