

# Fiche Technique

## Pull1Aid® Protect Kit

### 1. Identification du produit et de la société

#### 1.1. Identifiant du produit et usage prévu

Nom commercial :	Pull1Aid® Protect Kit
Usage prévu :	Plum Pull1Aid® Protect Kit pour limiter le contact entre le secouriste et la personne blessée.
Date de péremption :	Imprimé sur l'emballage scellé, si nécessaire.

#### 1.2. Détails du fournisseur de la fiche technique

Fabricant :	
Société :	Plum Safety ApS
Adresse :	Mandelalleen 1
Code postal :	5610
Ville :	Assens
Pays :	DANEMARK
E-mail :	<a href="mailto:info@plum.eu">info@plum.eu</a>
Téléphone :	+45 6916 9600
Fax :	+45 6916 9630

#### 1.3 Informations légales

Informations générales :	<b>REF 97106K, feuille respiratoire :</b> Sont des dispositifs médicaux de classe 1 selon <i>la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993</i> relative aux dispositifs médicaux. <i>Aucune fiche de données de sécurité n'est requise pour les dispositifs médicaux.</i>
--------------------------	---

Le fabricant légal est FIRSTAR HEALTHCARE Co. Ltd. (Guangzhou), Rm 901, Building No. 2, Headquarters Center, Tian'an High-tech Ecological Park, Panyu, 511400, Guangzhou, R.P. Chine

Distributeur : AKLA AB, Parkgatan 15, 696 33 Askersund, Suède  
Contact commercial : Plum Safety ApS, Mandelalleen 1, 5610 Assens, Danemark




**REF 94416ST, Lingette de désinfection :**  
Référence à la MSDS

**REF 2080809001, Gants de protection :**

Non classifié




### 2. Informations générales sur le produit

#### Propriétés physiques et composition :

Pull1Aid®Protect Kit. Réf. 5155	REF. 97106K, Feuille respiratoire	REF. 94416ST, Lingette de désinfection	REF. 2080809001, Gants de protection (1 paire)
Matériau	Valve= PP, Feuille=PE	Tissu non tissé, Cellulose, Viscose, Co-polyester/Polyefine saturé avec une solution d'alcool à 70% (alcool, aqua, glycérine)	Gants en vinyle non poudrés, non stériles, transparents, lisses
Emballage primaire			

# Fiche Technique

## Pull1Aid® Protect Kit

Emballage secondaire			
Dimensions	-	17 x 22 cm	Taille 8-9 (Ø105xL230mm), épaisseur 0,05 mm.
Fonctionnalités spéciales	Pour la ventilation par bouche-à-bouche	Pour la désinfection en cas de premiers soins.	Pour la protection des mains en cas de premiers soins.

### 3. Effets secondaires et dysfonctionnement

**Effets secondaires et dysfonctionnement :** Les produits sont conçus pour le contact avec la peau et les premiers secours en cas de brûlures. En cas d'effets secondaires ou de dysfonctionnements, veuillez les signaler à Plum Safety ApS, [info@plum.eu](mailto:info@plum.eu) ou par téléphone au +45 6916 9600, afin que les mesures correctives nécessaires puissent être prises.

Déclaration des accidents et des incidents. Vigilance. Les incidents graves impliquant des produits mis à disposition sur le marché de l'UE doivent être signalés immédiatement à l'autorité nationale compétente. Tout incident grave doit être signalé au plus tard 15 jours après sa découverte, en cas de menace grave pour la santé publique dans les 2 jours. En cas de décès ou de détérioration grave et inattendue de l'état de santé d'une personne, la déclaration doit avoir lieu dans les 10 jours.

### 4. Stockage

**Stockage :** 5 ans à partir de la date de production

### 5. Autres informations

Ne pas réutiliser



#### Historique de versions et indication des modifications

Version	Date de révision	Responsable	Modifications
1.1	08-07-2025	MAW	1.3 + 2
1.0	20-06-2022	CL	

**Autres informations :** Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires en contactant [info@plum.eu](mailto:info@plum.eu) ou par téléphone au +45 6916 9600.

#### Fiche technique préparée par:

**Société :** Plum Safety ApS  
**Adresse :** Mandelalleen 1  
**Code postal :** 5610  
**Ville :** Assens  
**Pays :** DANEMARK  
**E-mail :** [info@plum.eu](mailto:info@plum.eu)  
**Téléphone :** +45 6916 9600  
**Fax :** +45 6916 9630

**Langue du document:** Français